

Modèle 1260-1265

Balance digitale

Lever et peser en même temps



- Utilisable en combinaison avec la plupart des appareils Handi-Move
- Après la mise sous tension: mise à zéro automatique
- Grand écran
- Perte de hauteur minimale
- 2 ans de garantie
- Balance précise (100 gr)
- Classe III

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

www.handimove.be

www.handimove.fr


Balance digitale

● 2 Modèles

Balance digitale classe III Art. #1260
 Balance étalonnée (Classe III) Art. #1265

● Dimensions et données

Charge maximale: 300 kg
 Batteries: 6 x 1,5 V type AAA
 Hauteur maximale: 240 mm
 Largeur maximale: 160 mm
 Profondeur maximale: 65 mm



Pour une démonstration sans engagement
 et de plus amples renseignements

© 27-04-2021 • Handi-Move • v1.0

Handi-Move nv

Ten Beukeboom 13, B-9400 Ninove • Tél. +32 54 31 97 10
 info@handimove.com • www.handimove.be • www.handimove.fr