

---

# Ponts Roulants


---

Mobilité dans toute la pièce







- Un système de rails transversaux rend un espace accessible sur presque toute la surface.
- Les rails parallèles peuvent être montés au plafond ou entre les murs.
- Version manuelle facilement déplaçable pour une utilisation assistée, sans effort de la part du soignant.
- Version électrique pour une utilisation indépendante.
- Pièce adjacente accessible avec jonction transversale optionnelle.

# Ponts Roulants



## ● Dimensions (mm)



## ● Spécifications techniques

Charge maximale .....240 kg  
 Matériau ..... Aluminium laqué, acier ELVZ, ABS

Pour une démonstration sans engagement  
 et de plus amples renseignements

