

Modèle 1030-1035



Châssis-mains MainsSûres®

Habiter d'une manière indépendante grâce au châssis-mains



- Lever rapidement et en toute sécurité
- Pour transferts autonomes et accompagnés
- De la chaise roulante au lit, baignoire, douche,...
- Laisse le dos et le fessier totalement libres: idéal pour la toilette
- Aussi pour la piscine, l'hippothérapie et la réadaptation
- Position assise confortable et ergonomique
- La fixation brevetée de supports de cuisses augmente le confort

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite


www.handimove.be

www.handimove.fr

Châssis-mains MainsSûres®


● Dimensions (mm)

	M	S	XS
A	790	710	670
B	480		



● Système de fixation de supports de cuisses

Le système de fixation de supports de cuisses supporte le maintien d'une position confortable dans le châssis-mains. Sous la pression il bloque les supports de cuisses dans la position souhaitée. Sans charge, il est facile à faire glisser.



● Spécifications techniques

Matériau "bras" inox 316
 Matériau "mains" polyuréthane
 Charge maximale 182 kg

● Versions (M - S - XS)


1030 - Standard

1035 - Pour la piscine: électropoli

● Accessoires



Sangle de fixation

Housses pour les "mains"




Supports de cuisses dans plusieurs dimensions et matériaux

Housses en tissu pour les supports de cuisses



Pour une démonstration sans engagement
et de plus amples renseignements



© 13-09-2018 • Handi-Move • v2.1

Handi-Move nv

Ten Beukenboom 13, B-9400 Ninove • Tél. +32 54 31 97 10
 info@handimove.com • www.handimove.be • www.handimove.fr