

Modèle 1074-1079



Supports de cuisses

À chaque handicap son support de cuisse



- Les supports de cuisses sont un accessoire indispensable pour soulever quelqu'un avec un châssis-mains.
- Non seulement font-ils en sorte que la pression et le poids du corps soient uniformément répartis, mais aussi que le patient ne perde pas l'équilibre et soit assis bien droit.
- Ils se posent facilement et sont réalisés dans une matière qui résiste à la corrosion et s'entretient aisément.
- Plus de confort avec le système breveté de fixation de supports de cuisses.

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite


www.handimove.com

Supports de cuisses

● Versions et dimensions



| Art. n° | Description | Couleur | A [mm] | B [mm] |
|--------------|---|---------|--------|--------|
| 1077S | Standard enfant | gris | 160 | 130 |
| 1077M | Standard medium | gris | 220 | 180 |
| 1077L | Standard adulte | gris | 310 | 250 |
| 1074S | Standard antidérapant enfant | noir | 158 | 130 |
| 1074M | Standard antidérapant medium | noir | 220 | 180 |
| 1074L | Standard antidérapant adulte | noir | 285 | 250 |
| 1075M | Contour antidérapant | noir | 220 | 150 |
| 1078M | Contour | gris | 220 | 150 |
| 1076S | Dystrophie musculaire antidérapant enfant | noir | 165 | 130 |
| 1076M | Dystrophie musculaire antidérapant adulte | noir | 220 | 175 |
| 1079S | Dystrophie musculaire standard enfant | gris | 160 | 130 |
| 1079M | Dystrophie musculaire standard adulte | gris | 220 | 180 |



Pour une démonstration sans engagement
et de plus amples renseignements

