

Modèle 1245-1246

Balance digitale

Lever et peser en même temps



- Pesée jusqu'à 200 kg
- Utilisable en combinaison avec la plupart des appareils Handi-Move
- Après la mise sous tension: mise à zéro automatique
- Écran clair et grand
- Encombrement minimal
- 2 ans de garantie
- Balance étalonnée Classe III disponible
- Balance précise (100 gr)

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

www.handimove.com


Balance digitale

2 Modèles

Balance Handi-Move standard..... Art. #1245
 Balance Handi-Move étalonnée (Classe III)..... Art. #1246


Dimensions et données

Charge maximale:..... 200 kg
 Batteries: 4 x 1,5 V type AA
 Hauteur maximale: 240 mm
 Largeur maximale: 160 mm
 Profondeur maximale: 65 mm



Extra

- Possibilité de passer de l'affichage de la valeur du poids du système de préhension (Sangle avec Fléau ou Châssis-Mains Handi-Move) à l'affichage du poids du patient.
- Livré avec écrou de sécurité et clé de serrage correspondant



Pour une démonstration sans engagement
et de plus amples renseignements

