

Modèle 1630

Soulève-personne mobile 1630

Une solution accessible pour tous



- Fléau intégré pour usage avec Handi-sangles
- Compact et solide
- Dispositif de secours mécanique
- Démontable: facile à transporter
- Double commande




Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

www.handimove.com

Soulève-personne mobile 1630

● Dimensions (mm)

| | |
|----|------|
| A | 1320 |
| B | 685 |
| B' | 495 |
| B1 | 1090 |
| C | 425 |
| C1 | 255 |
| C2 | 610 |
| D | 110 |
| H | 540 |
| H' | 1240 |
| H1 | 1130 |
| H2 | 1780 |
| H3 | 2020 |
| L | 1150 |
| L' | 280 |
| L1 | 1175 |
| L2 | 1325 |
| T | 580 |
| T' | 145 |



● Spécifications

| | |
|--|---|
| Capacité de levage maximale | 175 kg |
| Descente d'urgence | Mécanique |
| Poids | 41 kg |
| Batteries | fermées et sans entretien 2 x 12 Vdc; 6,5 - 7,2 Ah |
| Nombre de levages avec batteries complètement chargées | 120 avec 90 kg / 50 cm |
| Chargeur | Entrée: 0.9 A 100 - 240 Vac 50 -60 Hz, classe II |
| | Sortie: 24 Vdc Max 1.3 A |
| Rayon braquage | 1300 mm |

● Vitesses (cm / sec)

| | |
|---------------------------|-----|
| Ascendant (sans charge) | 3,6 |
| Descendant (sans charge) | 3,6 |
| Ascendant (charge 90 kg) | 2,9 |
| Descendant (charge 90 kg) | 3,3 |
| Ascendant (charge max.) | 2,3 |
| Descendant (charge max.) | 3 |

Pour une démonstration sans engagement
et de plus amples renseignements

