

Modèle 3370

Bain-douche

Bain douche et soins le tout en un



- Concept unique : bain de faible profondeur pour une économie d'eau, un brancard douche soyeux et une table de soins, le tout sans déplacer son patient
- Fond réglable en hauteur pour passer de la douche au bain
- Compartiment pour batteries facile à changer
- Confort optimal et très facile d'entretien
- La hauteur de la base élévatrice qui est sur roulettes permet le passage d'un soulève-personne mobile
- Design moderne
- Option: barres de protections latérales en inox amovibles



Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

www.handimove.com

Bain-douche

● Dimensions et données

Charge max. 200 kg
(y compris le patient, les accessoires et l'eau)

Poids du brancard..... 100 kg

Dimensions du brancard :

Longueur totale du brancard 2165 mm

Largeur totale du brancard 775 mm

Longueur de la nacelle..... 1825 mm

Largeur de la nacelle 480 mm

Empattement dans la longueur 1165 mm

Empattement dans la largeur 690 mm

Intervalle de réglage :

Hauteur tot. max. 1184 mm

Hauteur max. 1109 mm

Hauteur tot. min. 629 mm

Hauteur min. 554 mm

Hauteur max. de la nacelle 929 mm

Profondeur max. de la baignoire..... 210 mm

Spécifications électriques :

Batterie rechargeable 24 V DC - 2,9 Ah

Entrée du chargeur de la batterie 230/240 V AC

Temps de charge maximal..... 6 heures (max)

Nombre de cycle à charge maximale..... 30

Temps de montée/descente de la nacelle 30 sec




Temps de montée/descente des côtés de la baignoire..... 30 sec

Accessoires :

Batterie de rechange

Option:

Barres de protection latéral en inox



Pour une démonstration sans engagement
et de plus amples renseignements

