

Modèle 3620

# Siège pour lève-personne de piscine

Confortable dans et hors de l'eau



- Facile à utiliser
- Position assise ergonomique
- Design en plastique robuste
- Livré avec une ceinture de sécurité
- S'adapte à toutes les chaises de piscine
- Pour enfants et adultes

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite


[www.handimove.be](http://www.handimove.be)

[www.handimove.fr](http://www.handimove.fr)

# Siège pour lève-personne de piscine

## ● Dimensions et données

A .....	600 mm
B .....	450 mm
C .....	500 mm
D .....	450 mm
E .....	475 mm



Siège .....	100% PVC
Sangles .....	100% Polyester
Guide de sangles .....	100% Hostaform
Clip de sécurité .....	100% acier inoxydable
Poids .....	5,5 kg
Durée de vie prévue .....	10 ans
Charge maximale .....	182 kg

Pour une démonstration sans engagement  
et de plus amples renseignements

