


Modèle Slings

Handi-sangles

Pour chaque situation la sangle optimale














- Une gamme complète qui répond à chaque besoin
- Position assise ou couchée très confortable
- Souvent disponibles avec ou sans support de tête
- Egalement utilisables en baignoire, grâce au tissu filet
- Dégagement du siège
- Combinaison avec tous les élévateurs Handi-Move
- Sangles sur mesure

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

www.handimove.com

Handi-sangles

STANDARD	<p>sans support de tête</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Emploi universel • Dégagement du siège à partir du coccyx • Suspension à 4 ou 2 points • Parties jambières ouatées • En forme de cuve 	<p>avec support de tête</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Emploi universel • Dégagement du siège à partir du coccyx • Appuie-tête forme de lune • Suspension à 4 ou 2 points • Parties jambières ouatées • En forme de cuve 	<p>avec support de tête et boucles</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Emploi universel • Dégagement du siège à partir du coccyx • Boucles supplémentaires au niveau du support de tête pour le soutien • Parties jambières ouatées • Suspension à 4 ou 2 points • En forme de cuve 	<p>confort</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Sensation "enfermée" et sûre pour l'utilisateur • Dégagement du siège à partir du coccyx • Appuie-tête forme de lune • Parties jambières ouatées • Suspension à 4 ou 2 points • En forme de cuve
	TOILETTE	<p>en deux parties</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour le transfert aux toilettes • Application facile • Suspension à 2 ou 4 points • Lanière de cuisse rembourrée 	<p>avec support de tête</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour le transfert aux toilettes • Dégagement du siège et de la région inférieure du dos • Application facile • Egalement disponible comme sangle de bain (en PVC) • Pour les personnes qui n'ont pas de tonus au niveau de la nuque • Parties jambières ouatées • Suspension à 4 ou 2 points 	<p>sans support de tête</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour le transfert aux toilettes • Dégagement du siège et de la région inférieure du dos • Application facile • Egalement disponible comme sangle de bain (en PVC) • Parties jambières ouatées • Suspension à 4 ou 2 points
SPECIFIEK	<p>amputation d'une jambe</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Spécialement développée pour patients avec une amputation simple • Dégagement du siège à partir du coccyx • Parties jambières ouatées • Suspension à 4 ou 2 points • En forme de cuve 	<p>amputation des 2 jambes</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Spécialement développée pour patients avec une amputation double • Suspension à 4 ou 2 points • Avec/sans orifice pour la toilette 	<p>scoliose</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Conception spéciale pour un soutien supplémentaire au niveau du dos • 4 baleines robustes • Suspension à 2 ou 4 points • Parties jambières ouatées 	<p>position couchée</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Utilisation universelle • Transfert en position horizontale • Double couche de tissu plein • Suspension à 4 points

Pour une démonstration sans engagement
et de plus amples renseignements